

## COMUNICATO STAMPA

# OSPEDALE DI RIVOLI: INAUGURATA OGGI LA NUOVA RISONANZA MAGNETICA

Oggi, martedì **31 maggio 2016** alle ore 11,30 è stata inaugurata la nuova risonanza magnetica al 1° piano dell'**Ospedale di Rivoli**; si tratta di un evento molto importante per l'Ospedale, atteso da alcuni anni considerato che la precedente apparecchiatura rimossa da qualche mese per far posto a quella nuova, anche se funzionante risaliva a ben 16 anni orsono.

Da quell'anno 2000 nel quale era stata collocata la risonanza finora in servizio a Rivoli, la tecnologia di queste importanti



apparecchiature


diagnostiche ha fatto

passi da gigante; un dato per tutti, l'intensità del campo magnetico statico, che si misura in TESLA e che determina la risoluzione delle immagini diagnostiche e la velocità dell'esame, fra la vecchia e la nuova apparecchiatura si è triplicata, passando da 0,5 TESLA a 1,5 TESLA ( stesso campo della risonanza magnetica in corso di installazione all'Ospedale di Pinerolo dove finora era presente un'apparecchiatura di soli 0,35 TESLA) . Come è noto la Risonanza magnetica utilizza campi elettromagnetici e non presenta i rischi per il paziente derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, come i raggi X.



Inoltre all'elevato campo magnetico statico, l'apparecchiatura acquisita presenta caratteristiche tecnologiche avanzate che la pongono al vertice di quanto offre attualmente il mercato ; è adatta per effettuare esami diagnostici in tutti i distretti corporei, dall'apparato osteoarticolare, a quello nervoso centrale, dalla cardiologia alle altre numerose specialità diagnostiche interessate con ottima risoluzione delle immagini ed alta velocità dell'esame.

La caratteristica poi di avere il **gantry** (il cosiddetto "tunnel" ovvero il corpo macchina principale,



attraverso il quale viene inserito il paziente) più largo rispetto ai precedenti standard, maggiore rapidità dell'esame, e bassa rumorosità, vera novità di questa nuova tecnologia, permette esami con più elevato confort per il paziente riducendo fra l'altro notevolmente i problemi legati alla eventuale claustrofobia.

Un'apparecchiatura, quella inaugurata oggi a Rivoli, tecnicamente denominata **OPTIMA MR450W GEM 1,5T** fornita dalla General Electric, a seguito di una gara aggiudicata a settembre 2015, mentre il Service di gestione era stato aggiudicato ad un raggruppamento di imprese (Centro Radiologico di Ternate, CDC e Higea SpA) che per effettuare gli esami fornirà il personale medico e tecnico altamente qualificato, tra i migliori specialisti a livello regionale per questa diagnostica, oltre che occuparsi dell'attività amministrativa.

A Rivoli, per preparare i locali che ospitano l'apparecchiatura si sono resi necessari oltre 100 giorni lavorativi che sono stati utilizzati per la sistemazione edilizia ed impiantistica dell'apparecchiatura stessa (dal peso complessivo di oltre **4,5 tonnellate**): in particolare si è reso necessario predisporre tutto il necessario per il sostegno, la realizzazione della gabbia di Faraday che serve a schermare l'apparecchiatura, gli impianti elettrici e impianti termici necessari, le reti informatiche dedicate, l'impiantistica per la sicurezza e la climatizzazione, la dotazione dei gas medicali, compresa la demolizione e lo spostamento di intere pareti. (Nelle foto in ordine dal titolo verso il basso un'immagine della nuova apparecchiatura, il momento dell'inaugurazione con da sinistra il Sindaco Dessì, la consigliera Regionale Accossato il Direttore Generale Boraso il Direttore Amministrativo Daghero, il Direttore Sanitario Reborà, la sala refertazione, gli impianti esterni di raffreddamento dell'acqua per il magnete del frigorifero



di trattamento UTA, i quadri di controllo del ricircolo dell'acqua refrigerante del magnete, il quadro di controllo della RM con magnet monitor, il Dr Boraso mentre presenta l'apparecchiatura ai giornalisti per assicurare la necessaria informazione ai cittadini).



di trattamento UTA, i quadri di controllo del ricircolo dell'acqua refrigerante del magnete, il quadro di controllo della RM con magnet monitor, il Dr Boraso mentre presenta l'apparecchiatura ai giornalisti per assicurare la necessaria informazione ai cittadini).

Mesi nei quali gli esami sono stati necessariamente sospesi essendo i locali della vecchia RM gli stessi di quella nuova, ciò a differenza di Pinerolo dove la nuova risonanza, di imminente attivazione, è stata collocata in locali diversi non interrompendo in tal modo l'attività diagnostica.

**Una temporanea sospensione di esami ma senza pregiudizio per il servizio RM dedicato ai pazienti ricoverati ai quali è stato garantito comunque il servizio di risonanza attraverso il centro convenzionato esterno coinvolto nella gestione del service (C.D.C. di Torino), servizio svolto alle stesse tariffe agevolate (- 40%) del "service" interno.**



Soddisfazione è stata espressa dal **Dr. Flavio Boraso** – Direttore Generale dell'ASL TO3 il quale ha seguito in prima persona con il Servizio Tecnico, l'Ingegneria Clinica e la Fisica Sanitaria l'intero complesso iter di acquisizione ed attivazione delle nuove apparecchiature. *"Pur in un momento difficile e senza significative risorse specifiche da destinare al rinnovo tecnologico, l'Azienda ha fatto l'impossibile per sostituire le due Risonanze"* ha sottolineato il **Dr. Boraso** *"uno sforzo significativo ma che era stato ritenuto*



*irrinunciabile già dalla Direzione precedente, determinando un notevole passo avanti per la diagnostica di*



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

#### COMUNICAZIONE – ASL TO3

Dirigente Amministrativo Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – 011 4017060 [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it) – [comunicazione@aslto3.piemonte.it](mailto:comunicazione@aslto3.piemonte.it)  
Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno tel. 011 4017058 / Str.le Fenestrelle n° 72 – Pinerolo tel. 0121 235226/235220

*Rivoli e di Pinerolo, con risvolti importanti per la sicurezza dei pazienti; ringrazio tutti i professionisti che si sono dati un gran da fare in questi mesi per ravvicinare il più possibile i tempi di attivazione della nuova apparecchiatura. La nuova tecnologia e la qualificazione dei medici del service contribuirà di molto a migliorare il servizio a favore dei ricoverati e dei pazienti ambulatoriali”.*

Il numero di risonanze magnetiche effettuate nel 2015 all’Ospedale di Rivoli è stato circa **8.500** (di cui **7.800 per esterni e 700 per interni**), quantità di esami potenzialmente incrementabile tenuto conto però che l’obiettivo tendenziale non è tanto quello di aumentare gli esami bensì quello di garantire sempre più la necessaria appropriatezza e tenuto conto che, molti pazienti afferiscono a centri privati, mentre ora troveranno un ottimo servizio (e meno costoso per l’ASL) anche presso l’Ospedale.

*“Per raggiungere questi obiettivi (qualità e riduzione liste di attesa), il nostro raggruppamento metterà in campo ottimi professionisti di provata esperienza nella metodica RM che sapranno curare gli aspetti clinici ed il dialogo attivo con i medici dei reparti e quelli territoriali”* dichiara **Antonio Marino** amministratore della Società di gestione del Service Higea *“questo a tutto vantaggio del servizio erogato dell’ASLTO3 e dei cittadini che potranno rivolgersi alla struttura pubblica aperta dal lunedì al sabato”.*

Alla semplice ma sentita cerimonia inaugurale di oggi hanno partecipato fra gli altri rappresentanti delle Istituzioni regionali, Sindaci del territorio, rappresentanti dei Medici di Famiglia, Direttori Medici di Presidio, Direttori dei servizi sanitari utilizzatori della nuova apparecchiatura e naturalmente i giornalisti dell’area di riferimento grazie ai quali la popolazione locale verrà informata di questa nuova importante eccellenza sanitaria rivolese.

---

## **RISONANZA MAGNETICA PRESSO L’OSPEDALE DI RIVOLI: MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E RITIRO REFERTI**

### **PRENOTAZIONE RISONANZE:**

- **quando:** dal lunedì al venerdì ore **8.00 – 18.00** (orario continuato)
- **dove:** al primo piano – ufficio di segreteria al fondo del corridoio della R.M.
- **come:**
  - di persona con impegnativa del medico curante
  - per telefono al n. **011/9551.464** con impegnativa del medico curante
  - per mail: inviando l’impegnativa scannerizzata all’indirizzo [rmn.rivoli@aslto3.piemonte.it](mailto:rmn.rivoli@aslto3.piemonte.it) (occorre riportare il proprio recapito telefonico per consentire all’operatore di richiamare per concordare la data di esecuzione)
  - per fax: inviando l’impegnativa al n. **011/9551.469** (occorre riportare il proprio recapito telefonico per consentire all’operatore di richiamare per concordare la data di esecuzione)
  - tramite tutti i CUP della ASL TO3
  - tramite il SOVRACUP regionale (a breve)

### **RITIRO REFERTI**

- **quando:** referto disponibile a partire dalle ore 16.00 del giorno successivo a quello dell’esecuzione dell’esame e poi dal lunedì al venerdì ore **8.00 – 18.00** (orario continuato)
- **dove:** al primo piano – ufficio di segreteria al fondo del corridoio della R.M. a sinistra
- **come:**
  - di persona con ricevuta rilasciata dal servizio R.M.
  - con delega compilata dall’interessato a seguito di presentazione documento di identità del delegante e del delegato.



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

### **COMUNICAZIONE – ASL TO3**

Dirigente Amministrativo Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – 011 4017060 [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it) – [comunicazione@aslto3.piemonte.it](mailto:comunicazione@aslto3.piemonte.it)  
Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno tel. 011 4017058 / Str.le Fenestrelle n° 72 – Pinerolo tel. 0121 235226/235220

31 maggio 2016



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

---

**COMUNICAZIONE – ASL TO3**

**Dirigente Amministrativo Dott. Mauro Deidier** – tel. 0121 235220 – 011 4017060 [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it) – [comunicazione@aslto3.piemonte.it](mailto:comunicazione@aslto3.piemonte.it)  
Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno tel. 011 4017058 / Str.le Fenestrelle n° 72 – Pinerolo tel. 0121 235226/235220